

# INDICAZIONI PER IL CORRETTO USO dell'OSSIGENO TERAPEUTICO LIQUIDO.

**Sistemi per ossigeno liquido formati da UNITA' BASE (UB) ed UNITA' PORTATILE (UP), per la ossigenoterapia domiciliare:**

## **TIPO DI DISPOSITIVO MEDICO:**

L'**Unità Base (UB)** è l'apparecchio più grande, adibito all'uso stazionario e dal quale si può effettuare l'ossigenoterapia direttamente.

L'**Unità Portatile (UP)** è una fonte portatile di ossigeno, che deve essere riempita direttamente dalla UB.

Questi dispositivi medici sono riutilizzabili previa carica della UB da parte di un fornitore di ossigeno liquido e della UP direttamente dalla UB, presso il domicilio del paziente.

## **ATTENZIONE !**

L'eventuale contatto con l'ossigeno liquido contenuto sia nella UB che nella UP, può provocare **gravi congelamenti** (essendo la sua temperatura di circa - 150°C).

Inoltre l'ossigeno, pur non essendo combustibile, provoca la **combustione accelerata** di altre sostanze, a causa delle sue caratteristiche chimico-fisiche.

Il corretto utilizzo da parte di coloro che somministrano l'ossigenoterapia domiciliare e che eseguono le operazioni di ricarica della UP dalla UB, sono di cruciale importanza.

## **INDICAZIONI DA SEGUIRE PER IL CORRETTO USO DEI SISTEMI PER OSSIGENO LIQUIDO FORMATI DA UNITA' BASE (UB) ED UNITA' PORTATILE (UP), PER LA OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE.**

- Seguire scrupolosamente le istruzioni del fornitore di ossigeno liquido;
- Non fumare mentre si usa uno dei due dispositivi;
- Non usare e non riporre la UB e la UP a meno di un metro e mezzo da apparecchi elettrici;
- Non usare e non riporre la UB e la UP in luoghi dove sono presenti sostanze combustibili come olii, lubrificanti, spray contenenti propellenti, lozioni o solventi;
- Tenere la UB e la UP in luogo ben ventilato;
- Qualora si verificasse un rovesciamento, rimettere l'apparecchio, immediatamente ma con cautela, in posizione verticale e contattare il fornitore;
- In caso si verificasse perdita di ossigeno, allontanarsi e chiamare il fornitore;
- Non toccare le parti ghiacciate dei dispositivi;
- Utilizzare la UP solo quando si decide di spostarsi al di fuori della propria abitazione e, terminato il suo utilizzo, riporla in posizione verticale, su una superficie piana e pulita e MAI agganciata alla UB;
- Agganciare la UP alla UB solo per effettuare le operazioni di riempimento della UP;
- Spegnerne sempre la UB e la UP quando non sono in uso;
- Non utilizzare MAI la Unità Portatile (UP) per la ossigenoterapia se questa è collegata alla Unità Base (UB);
- Non effettuare MAI operazioni di ricarica della UP dalla UB durante l'ossigenoterapia;
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l'uso fornite dai fabbricanti dei dispositivi e riportate nei manuali delle istruzioni per l'uso.